

Datum:

## INFORMATION OM AKKA-PLATTA

<b>Modell av elrullstol</b>	
<b>Registreringsnummer</b>	
<b>Serienummer</b>	
<b>Anskaffningsvärde</b>	

**LÅN AV ELRULLSTOL**

Akka-plattan du har fått förskrivna ägs av Hjälpmedel Stockholm som även sköter service, eventuella reparationer och monteringar. Akka-plattan lånas ut så länge ditt behov kvarstår. Vid förändrat behov ska förskrivare kontaktas.

**SERVICE OCH REPARATION**

Då du är i behov av reparation av AKKA-plattan kontakta:

**Hjälpmedel Stockholm, Teknisk Service Kundtjänst**  
tfn 08-123 476 00, mån-fre 08:00-16:30

**ALLMÄNNA SKÖTSELRÅD FÖR AKKA-PLATTAN****Laddning**

För att optimera funktionen och livslängden på batterierna krävs regelbunden laddning. Vid normal användning hela dagen bör laddning ske under natten. För att laddningsförloppet skall ge batteriet bra kapacitet bör temperaturen i laddningsutrymmet inte understiga +5°. Underhållsladdning ska ske cirka var fjortonde dag de perioder Akka-plattan inte används, då batteriet annars laddas ur och förstörs. Vid batteribyte på grund av bristande underhållsladdning, kan du som patient bli ersättningskyldig.

**Rengöring**

Rengör AKKA-plattan med en fuktig trasa, använd diskmedel om den är hårt nedsmutsad. Undvik att använda starka rengöringsmedel och spola den inte med vatten, t.ex. med trädgårdsslang eller högtryckstvätt.

**FLYTT TILL NY BOSTADSORT**

Meddela din förskrivare och/eller Hjälpmedel Stockholm i god tid innan Du flyttar. Du får inte automatiskt ta med Dig Ditt hjälpmedel om Du flyttar till annat landsting.

**SLINGAN**

När ny personal runt patienten behöver utbildning om slingkörning eller när förändring av slingans sträckning mm behövs, kontakta:

Händelseriket Lagunen

Tel: 08-690 60 88, Fax: 08-690 59 04

**FÖRSKRIVANDE ENHET**

Har du frågor om störsätt och sittställning, kontakta din förskrivare.

*Postadress*  
Box 139, 125 23 Älvsjö

*Besöksadress*  
Bergtallsvägen 10, Älvsjö

*Telefon*  
08- 123 476 00

*E-post*  
hjalpmedelstockholm.slso@sl.se

*Hemsida*  
www.hjalpmedelstockholm.se

*Fax*  
08- 123 498 03